

# Fluxómetro Regal® 120/122 XL



## Modelos Disponibles

- Regal 120 XL
- Regal 122 XL

## Descripción

Fluxómetro Expuesto para Sanitario, para tazas montadas en piso, con spud trasero.

## Ciclo de Descarga

- Modelo 120 Economizador de Agua (13.2 Lpf/3.5 gpf)
- Modelo 120-1.6 Bajo Consumo (6.0 Lpf/1.6 gpf)
- Modelo 122 Economizador de Agua (13.2 Lpf/3.5 gpf)
- Modelo 122-1.6 Bajo Consumo (6.0 Lpf/1.6 gpf)

## Especificaciones

Fluxómetro Cromado para Sanitario, Silencioso, Expuesto, Tipo Diafragma, con las siguientes características:

- Manija Metálica Oscilante Abierta No Sostenida, Apta para ADA
- Tope Angular Bak-Chek™ de 1" I.P.S. para Desarmador
- Tapón de Llave de Paso
- Adaptador de Soldadura Blanda con Tubo de Cubierta
- Colilla Ajustable
- Chapetón Fundido de Pared con Tornillo de Ajuste
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío
- Acople de Spud y Chapetón de Spud para Spud Superior de 1½"
- Piezas Fundidas de Latón, Altas en Cobre, Bajas en Zinc para Resistencia a la Dezincificación
- Manija Abierta No Sostenida y Ajuste de Volumen No Externo para Asegurar la Conservación del Agua
- Exactitud de descarga de Bajo Consumo controlada por Tecnología Para-Flo™
- Empaque de Manija, Asiento de Tope y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX™ para Resistencia a las Cloraminas


Cuerpo de Válvula, Cubierta, Colilla y Llave de Paso cumplirán con la Clasificación de Aleación ASTM para Latón Semi-Rojo. La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

## Accesorios

Vea en la Sección de Accesorios del catálogo Sloan los accesorios disponibles.

## Complementos

Consulte con Sloan las opciones de complementos marca Sloan que hacen juego.



"X" = Modelo 120 XL- 11 1/2" (292 mm)  
Modelo 122 XL- 24" (610 mm)



Listado por I.A.P.M.O.



Espacio para la Aprobación del Ingeniero/Arquitecto

La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

# SLOAN®

SLOAN VALVE COMPANY • 10500 SEYMOUR AVE. • FRANKLIN PARK, IL. 60131

Teléfono: 1-800-9-VALVE-9 o 1-847-671-4300 • Fax: 1-800-447-8329 o 1-847-671-4380

<http://www.sloanvalve.com>